

HOLTER SUPPLIES · MAPA SANS TUYAU

Cableless

La MAPA tubeless. Brassard tout-en-un, opérationnelle en 5 secondes.

MAPA 24 H

SANS TUYAU

RÉGLAGE JOUR/NUIT

EQQP008

5 s

POSE DU
BRASSARD

Quick bP

LOGICIEL
INCLUS

Jour/nuit

PROTOCOLE RÉGLABLE



01



Brassard tout-en-un

Plus de tuyau qui s'emmêle. Le boîtier est intégré au brassard : pose en quelques secondes, moins de fausses mesures liées aux torsions nocturnes.

02



Réglage jour / nuit

Le patient dort, l'examen continue. Les mesures s'espacent la nuit pour limiter les réveils. Batterie intégrée sur tout le protocole.

03



Logiciel Quick bP

Lecture des données et profil tensionnel jour/nuit. Édition du rapport pour le suivi de l'hypertension.

Caractéristiques techniques

FORMAT	MESURE	LOGICIEL	CONFORMITÉ & SAV
Boîtier intégré au brassard	Méthode oscillométrique	Analyse Quick bP inclus	Marquage CE médical
Tuyau aucun (tubeless)	Protocole jour/nuit réglable	Profil jour/nuit	Fournisseur Holter Supplies
Alimentation batterie intégrée	Plage nous consulter	Rapport suivi HTA	SAV France · 72 h
Pose ~ 5 secondes	Mémoire nous consulter	Brassards nous consulter	Financement Médilease / Marlon

INDICATIONS CLINIQUES

- > **HTA blouse blanche**
Confirmer ou infirmer une hypertension de consultation.
- > **HTA masquée**
Détecter l'hypertension normale au cabinet mais élevée en ambulatoire.
- > **HTA résistante**
Évaluer l'efficacité réelle d'une trithérapie.
- > **Profil non-dipper nocturne**
Repérer l'absence de baisse nocturne, marqueur de risque.

COTATION CCAM

EQQP008 Mesure ambulatoire de la PA sur 24 h (MAPA) **NON COTÉ**

Acte non coté à la nomenclature, réalisé dans le cadre de la consultation. Notre équipe vous accompagne sur la cotation.

— FINANCEMENT —

Préservez votre trésorerie. Équipez-vous quand même.

Location financière ou crédit-bail. Zéro apport, loyers 100 % déductibles, consommables et SAV France 72 h inclus.

ENVIE DE LA VOIR TOURNER ?

Démo gratuite

Au cabinet ou en visio · sans engagement