

— TCM · MOBILIER MÉDICAL · MOBERCAS

## Table d'examen CE-0127-R

Table électrique 2 plans à châssis à ciseaux — montée verticale sans déplacement latéral du patient.

2 PLANS

CHÂSSIS À CISEAUX

180 KG

3 ANS

**180** kg

CHARGE  
ADMISSIBLE

**2** plans

HAUTEUR  
MOTORISÉE

**3** ans

GARANTIE

01



### Montée verticale sans déplacement

Le châssis à ciseaux fait **monter le plateau à la verticale** : le patient ne se décale pas latéralement. Transfert plus sûr, praticien à bonne hauteur.

02



### Robuste et durable

Acier **mécano-soudé**, finition peinture époxy cuite au four à 210 °C, **charge 180 kg**. Fabriquée en Espagne, garantie 3 ans.

03



### Mobile et personnalisable

Roulettes **escamotables par une seule pédale**, puis 4 patins réglables. Mousse et sellerie au choix, plus de 60 coloris.



## LE DÉTAIL TECHNIQUE

## TABLE D'EXAMEN ÉLECTRIQUE · 2 PLANS

# Caractéristiques techniques

STRUCTURE & CHÂSSIS	MOTORISATION & COMMANDE	ERGONOMIE & REVÊTEMENT	CONFORMITÉ & GARANTIE
Plans <b>2</b>	Réglage motorisé <b>hauteur</b>	Tête <b>trou + bouchon facial</b>	Marquage <b>CE</b>
Châssis <b>ciseaux · montée verticale</b>	Moteur <b>1 · normes UE</b>	Mousse <b>standard ou mémoire</b>	Qualité fabricant <b>ISO 13485</b>
Structure <b>acier mécano-soudé</b>	Commande <b>pédale / périphérique</b>	Sellerie <b>standard ou Premium</b>	Origine <b>Espagne (Mobercas)</b>
Finition <b>époxy cuite 210 °C</b>	Dossier <b>réglable</b>	Coloris <b>60+ teintes</b>	Garantie <b>3 ans</b>
Charge <b>180 kg</b>	Plage de hauteur <b>nous consulter</b>	Roulettes <b> doubles Ø 35 mm</b>	SAV <b>France · TCM</b>
Pieds <b>4 patins réglables</b>	Alimentation <b>nous consulter</b>		

## USAGES EN CABINET

- Examen clinique**  
Table polyvalente, réglable en hauteur pour épargner le dos du praticien.
- ECG de repos**  
Installation confortable du patient allongé, accès facilité.
- Pose de Holter / MAPA**  
Transfert sécurisé grâce à la montée verticale.
- Échographie sur table**  
Dossier réglable, hauteur adaptée à l'opérateur.

## PERSONNALISATION

<b>Mousse</b>	11 densités · mémoire de forme (option)	✓
<b>Sellerie</b>	standard ou Premium · 60+ coloris	✓
<b>De série</b>	porte-rouleaux · bouchon facial · roulettes escamotables	✓

Configuration (mousse, sellerie, coloris, options) établie avec vous au devis.

## - FINANCEMENT -

## Financez votre mobilier comme votre plateau.

Location financière ou crédit-bail (Médilease, Marlon) : étalez l'investissement, loyers déductibles\* selon votre régime fiscal.

\* À titre illustratif, sous réserve de votre régime et situation comptable et fiscale ; ni conseil fiscal, ni économie d'impôt garantie.

ENVIE DE LA VOIR EN SITUATION ?

## Devis & démo

Configuration sur mesure · sans engagement