

— SAMSUNG HEALTHCARE · V-SERIES

Samsung V7

La précision cardio, la liberté clinique
— Strain+ 3 axes inclus.

STRAIN+ 3 AXES

25" LCD HR

STRESS ECHO NATIF

DZQM006 / DZQM002

25"

LCD HAUTE
RÉSOLUTION

3 axes

GLS · GRS ·
GCS

2 ans

GARANTIE

01



Strain+ 3 axes complet

GLS · GRS · GCS inclus sans surcoût. Cardiomyopathies infracliniques, suivi chimio, amyloïdose. La capacité analytique d'un dédié cardio.

02



Écran 25" haute résolution

LCD 25", grande surface de lecture pour le strain et le Doppler tissulaire. Confort idéal pour les longues sessions d'ETT.

03



Stress echo natif · DZQM002

Couplage direct Ergoselect 12 + module StressEcho. Acquisition strain à l'effort. Pack stress écho TCM disponible.



LE DÉTAIL TECHNIQUE

POLYVALENT RÉFÉRENCE · CE MÉDICAL
IIA

Caractéristiques techniques

IMAGERIE	MESURES SAMSUNG	SONDES COMPATIBLES	CONFORMITÉ
Écran 25" LCD haute résolution	Strain+ 3 axes (GLS · GRS · GCS)	Cardiaque adulte P4-1 / P5-2 / PE5-2	Marquage CE médical Ila
Modes 2D haute résolution	HeartAssist™ FEVG Simpson auto · inclus	ETO PE7-3	Règlement MDR 2017/745
Doppler pulsé · continu · couleur · tissulaire HD	Stress echo module natif	Vasculaire L5-12	Garantie 2 ans
M-mode anatomique	IMT automatique (carotide)	Abdo / obstétrique C4-1	SAV France · 72 h
3D option	SonoSync téléexpertise	Pédiatrique HF P10-4	Formation ½ journée incluse

INDICATIONS CLINIQUES

- › **Cardiomyopathie hypertrophique**
Strain 3 axes : détection des dysfonctions subcliniques avant altération de la FEVG.
- › **Suivi chimio cardiotoxique**
Anthracyclines, trastuzumab — GLS bi-annuel recommandé.
- › **Stress echo · DZQM002**
Couplage Ergoselect 12 + module StressEcho natif, acquisition strain à l'effort.
- › **Échographie vasculaire**
IMT automatique, Doppler carotidien, sous-clavier, rénal · EBQM001.
- › **Bilan cardio-vasculaire complet**
ETT + vasculaire en une session, idéal pour la consultation de prévention.

COTATION CCAM

DZQM006	ETT transthoracique
DZQM002	Échographie de stress
EDQM001	Échographie abdominale
EBQM001	Écho-doppler vasculaire

Notre équipe vous accompagne sur la cotation correcte avec votre logiciel.

- FINANCEMENT -

Préservez votre **trésorerie**. Équipez-vous quand même.

ENVIE DE LE VOIR TOURNER ?

Démo gratuite

SAMSUNG V7 · 02 / 02

Au cabinet ou en visio · sans